


TAURO _{MT}-AL&DL

ANTERIOR Y LATERAL DIRECTO

JAULA DE FUSIÓN INTERCUERPO



CONTENIDO

TAURO_{MT}-AL&DL INTRODUCCIÓN 3

TAURO_{MT}-IMÁGENES DE RAYOS X AL&DL 4

TAURO_{MT}-LISTA DE PRODUCTOS AL&DL 6



INTRODUCCIÓN


Tauro_{MT}-Jaula AL&DL son las jaulas de PEEK fenestradas desarrolladas para facilitar la fusión anterior, posterior, transversal y lateral directa.

Tauro_{MT}-Jaula AL&DL es un dispositivo médico imprescindible para la fusión intersomática cuando los cirujanos de columna realizan artrodesis para la reducción anatómica de la zona inestable y degenerada del disco intervertebral.

*** *Las Jaulas Tauro son disponibles en varios tipos de jaulas, cuyas formas son todas diferentes.**

- Fabricado en PEEK
- Forma anatómica para un ajuste y estabilidad optimizados
- Dientes en ángulo en la superficie superior e inferior para evitar la migración
- Múltiples opciones de implantes permiten diversas soluciones quirúrgicas
- Los marcadores de tantalio dentro del implante.
- Instrumento sencillo para una fácil implementación.

norte



INDICACIONES

Tauro_{MT}-Jaula AL&DL se utilizan para patologías degenerativas lumbares y lumbosacras. Están indicados para:



- Enfermedades degenerativas del disco e inestabilidades
- Espondilolistesis degenerativa
- Espondilolistesis ístmica
- Pseudoartrosis o espondilodesis fallida

CONTRAINDICACIONES



- El Tauro_{MT}-AL&DL Cage no debe ser un trastorno en pacientes con una infección activa en el sitio operatorio.
- Cualquier infección activa o sospechada de infección latente en o alrededor de la columna.
- Osteoporosis grave
- Fracturas por estallido inestables y compresión
- Tumores destructivos
- Participación de 3 o más niveles
- Infecciones agudas
- Cicatrización peridural extensa



IMÁGENES DE RAYOS X



IMÁGENES DE RAYOS X



TAURO_{MT}-ALPRODUCTLIST

Unidad: milímetros

NO.	CODE	D	W	L	H	NO.	CODE	D	W	L	H
1	AC063210	6°	32	21	10	23	AC063810	6°	38	25	10
2	AC063211	6°	32	21	11	24	AC063811	6°	38	25	11
3	AC063212	6°	32	21	12	25	AC063812	6°	38	25	12
4	AC063213	6°	32	21	13	26	AC063813	6°	38	25	13
5	AC063214	6°	32	21	14	27	AC063814	6°	38	25	14
6	AC063215	6°	32	21	15	28	AC063815	6°	38	25	15
7	AC063216	6°	32	21	16	29	AC063816	6°	38	25	16
8	AC063217	6°	32	21	17	30	AC063817	6°	38	25	17
9	AC063218	6°	32	21	18	31	AC063818	6°	38	25	18
10	AC063219	6°	32	21	19	32	AC063819	6°	38	25	19
11	AC063220	6°	32	21	20	33	AC063820	6°	38	25	20
12	AC063510	6°	35	23	10	34	AC064110	6°	41	27	10
13	AC063511	6°	35	23	11	35	AC064111	6°	41	27	11
14	AC063512	6°	35	23	12	36	AC064112	6°	41	27	12
15	AC063513	6°	35	23	13	37	AC064113	6°	41	27	13
16	AC063514	6°	35	23	14	38	AC064114	6°	41	27	14
17	AC063515	6°	35	23	15	39	AC064115	6°	41	27	15
18	AC063516	6°	35	23	16	40	AC064116	6°	41	27	16
19	AC063517	6°	35	23	17	41	AC064117	6°	41	27	17
20	AC063518	6°	35	23	18	42	AC064118	6°	41	27	18
21	AC063519	6°	35	23	19	43	AC064119	6°	41	27	19
22	AC063520	6°	35	23	20	44	AC064120	6°	41	27	20



TAURO_{MT}-ALPRODUCTLIST

Unidad: milímetros

NO.	CODE	D	W	L	H	NO.	CODE	D	W	L	H
1	AC123210	12°	32	21	10	23	AC123810	12°	38	25	10
2	AC123211	12°	32	21	11	24	AC123811	12°	38	25	11
3	AC123212	12°	32	21	12	25	AC123812	12°	38	25	12
4	AC123213	12°	32	21	13	26	AC123813	12°	38	25	13
5	AC123214	12°	32	21	14	27	AC123814	12°	38	25	14
6	AC123215	12°	32	21	15	28	AC123815	12°	38	25	15
7	AC123216	12°	32	21	16	29	AC123816	12°	38	25	16
8	AC123217	12°	32	21	17	30	AC123817	12°	38	25	17
9	AC123218	12°	32	21	18	31	AC123818	12°	38	25	18
10	AC123219	12°	32	21	19	32	AC123819	12°	38	25	19
11	AC123220	12°	32	21	20	33	AC123820	12°	38	25	20
12	AC123510	12°	35	23	10	34	AC124110	12°	41	27	10
13	AC123511	12°	35	23	11	35	AC124111	12°	41	27	11
14	AC123512	12°	35	23	12	36	AC124112	12°	41	27	12
15	AC123513	12°	35	23	13	37	AC124113	12°	41	27	13
16	AC123514	12°	35	23	14	38	AC124114	12°	41	27	14
17	AC123515	12°	35	23	15	39	AC124115	12°	41	27	15
18	AC123516	12°	35	23	16	40	AC124116	12°	41	27	16
19	AC123517	12°	35	23	17	41	AC124117	12°	41	27	17
20	AC123518	12°	35	23	18	42	AC124118	12°	41	27	18
21	AC123519	12°	35	23	19	43	AC124119	12°	41	27	19
22	AC123520	12°	35	23	20	44	AC124120	12°	41	27	20



TAURO_{MT}-ALPRODUCTLIST

Unidad: milímetros

NO.	CODE	D	W	L	H	NO.	CODE	D	W	L	H
1	AC183210	18°	32	21	10	23	AC183810	18°	38	25	10
2	AC183211	18°	32	21	11	24	AC183811	18°	38	25	11
3	AC183212	18°	32	21	12	25	AC183812	18°	38	25	12
4	AC183213	18°	32	21	13	26	AC183813	18°	38	25	13
5	AC183214	18°	32	21	14	27	AC183814	18°	38	25	14
6	AC183215	18°	32	21	15	28	AC183815	18°	38	25	15
7	AC183216	18°	32	21	16	29	AC183816	18°	38	25	16
8	AC183217	18°	32	21	17	30	AC183817	18°	38	25	17
9	AC183218	18°	32	21	18	31	AC183818	18°	38	25	18
10	AC183219	18°	32	21	19	32	AC183819	18°	38	25	19
11	AC183220	18°	32	21	20	33	AC183820	18°	38	25	20
12	AC183510	18°	35	23	10	34	AC184110	18°	41	27	10
13	AC183511	18°	35	23	11	35	AC184111	18°	41	27	11
14	AC183512	18°	35	23	12	36	AC184112	18°	41	27	12
15	AC183513	18°	35	23	13	37	AC184113	18°	41	27	13
16	AC183514	18°	35	23	14	38	AC184114	18°	41	27	14
17	AC183515	18°	35	23	15	39	AC184115	18°	41	27	15
18	AC183516	18°	35	23	16	40	AC184116	18°	41	27	16
19	AC183517	18°	35	23	17	41	AC184117	18°	41	27	17
20	AC183518	18°	35	23	18	42	AC184118	18°	41	27	18
21	AC183519	18°	35	23	19	43	AC184119	18°	41	27	19
22	AC183520	18°	35	23	20	44	AC184120	18°	41	27	20



TAURO_{MT}-ALPRODUCTLIST(UPTYPE)

Unidad: milímetros

NO.	CODE	D	W	L	H	NO.	CODE	D	W	L	H
1	ACU183214	18°	32	21	14	35	ACU254017	25°	40	21	17
2	ACU183215	18°	32	21	15	36	ACU254018	25°	40	21	18
3	ACU183216	18°	32	21	16	37	ACU254019	25°	40	21	19
4	ACU183217	18°	32	21	17	38	ACU254020	25°	40	21	20
5	ACU183218	18°	32	21	18	39	ACU254516	25°	45	21	16
6	ACU183219	18°	32	21	19	40	ACU254517	25°	45	21	17
7	ACU183220	18°	32	21	20	41	ACU254518	25°	45	21	18
8	ACU184014	18°	40	21	14	42	ACU254519	25°	45	21	19
9	ACU184015	18°	40	21	15	43	ACU254520	25°	45	21	20
10	ACU184016	18°	40	21	16	44	ACU255016	25°	50	21	16
11	ACU184017	18°	40	21	17	45	ACU255017	25°	50	21	17
12	ACU184018	18°	40	21	18	46	ACU255018	25°	50	21	18
13	ACU184019	18°	40	21	19	47	ACU255019	25°	50	21	19
14	ACU184020	18°	40	21	20	48	ACU255020	25°	50	21	20
15	ACU184514	18°	45	21	14	49	ACU283216	28°	32	21	16
16	ACU184515	18°	45	21	15	50	ACU283217	28°	32	21	17
17	ACU184516	18°	45	21	16	51	ACU283218	28°	32	21	18
18	ACU184517	18°	45	21	17	52	ACU283219	28°	32	21	19
19	ACU184518	18°	45	21	18	53	ACU283220	28°	32	21	20
20	ACU184519	18°	45	21	19	54	ACU284016	28°	40	21	16
21	ACU184520	18°	45	21	20	55	ACU284017	28°	40	21	17
22	ACU185014	18°	50	21	14	56	ACU284018	28°	40	21	18
23	ACU185015	18°	50	21	15	57	ACU284019	28°	40	21	19
24	ACU185016	18°	50	21	16	58	ACU284020	28°	40	21	20
25	ACU185017	18°	50	21	17	59	ACU284516	28°	45	21	16
26	ACU185018	18°	50	21	18	60	ACU284517	28°	45	21	17
27	ACU185019	18°	50	21	19	61	ACU284518	28°	45	21	18
28	ACU185020	18°	50	21	20	62	ACU284519	28°	45	21	19
29	ACU253216	25°	32	21	16	63	ACU284520	28°	45	21	20
30	ACU253217	25°	32	21	17	64	ACU285016	28°	50	21	16
31	ACU253218	25°	32	21	18	65	ACU285017	28°	50	21	17
32	ACU253219	25°	32	21	19	66	ACU285018	28°	50	21	18
33	ACU253220	25°	32	21	20	67	ACU285019	28°	50	21	19
34	ACU254016	25°	40	21	16	68	ACU285020	28°	50	21	20



TAURO_{MT}-ALPRODUCTLIST(DOWNTYPE)

Unidad: milímetros

NO.	CODE	D	W	L	H	NO.	CODE	D	W	L	H
1	ACD183214	18°	32	21	14	35	ACD254017	25°	40	21	17
2	ACD183215	18°	32	21	15	36	ACD254018	25°	40	21	18
3	ACD183216	18°	32	21	16	37	ACD254019	25°	40	21	19
4	ACD183217	18°	32	21	17	38	ACD254020	25°	40	21	20
5	ACD183218	18°	32	21	18	39	ACD254516	25°	45	21	16
6	ACD183219	18°	32	21	19	40	ACD254517	25°	45	21	17
7	ACD183220	18°	32	21	20	41	ACD254518	25°	45	21	18
8	ACD184014	18°	40	21	14	42	ACD254519	25°	45	21	19
9	ACD184015	18°	40	21	15	43	ACD254520	25°	45	21	20
10	ACD184016	18°	40	21	16	44	ACD255016	25°	50	21	16
11	ACD184017	18°	40	21	17	45	ACD255017	25°	50	21	17
12	ACD184018	18°	40	21	18	46	ACD255018	25°	50	21	18
13	ACD184019	18°	40	21	19	47	ACD255019	25°	50	21	19
14	ACD184020	18°	40	21	20	48	ACD255020	25°	50	21	20
15	ACD184514	18°	45	21	14	49	ACD283216	28°	32	21	16
16	ACD184515	18°	45	21	15	50	ACD283217	28°	32	21	17
17	ACD184516	18°	45	21	16	51	ACD283218	28°	32	21	18
18	ACD184517	18°	45	21	17	52	ACD283219	28°	32	21	19
19	ACD184518	18°	45	21	18	53	ACD283220	28°	32	21	20
20	ACD184519	18°	45	21	19	54	ACD284016	28°	40	21	16
21	ACD184520	18°	45	21	20	55	ACD284017	28°	40	21	17
22	ACD185014	18°	50	21	14	56	ACD284018	28°	40	21	18
23	ACD185015	18°	50	21	15	57	ACD284019	28°	40	21	19
24	ACD185016	18°	50	21	16	58	ACD284020	28°	40	21	20
25	ACD185017	18°	50	21	17	59	ACD284516	28°	45	21	16
26	ACD185018	18°	50	21	18	60	ACD284517	28°	45	21	17
27	ACD185019	18°	50	21	19	61	ACD284518	28°	45	21	18
28	ACD185020	18°	50	21	20	62	ACD284519	28°	45	21	19
29	ACD253216	25°	32	21	16	63	ACD284520	28°	45	21	20
30	ACD253217	25°	32	21	17	64	ACD285016	28°	50	21	16
31	ACD253218	25°	32	21	18	65	ACD285017	28°	50	21	17
32	ACD253219	25°	32	21	19	66	ACD285018	28°	50	21	18
33	ACD253220	25°	32	21	20	67	ACD285019	28°	50	21	19
34	ACD254016	25°	40	21	16	68	ACD285020	28°	50	21	20



TAURO_{MT}-DLPRODUCTLIST(TIPO NORMAL)

Unidad: milímetros

No	Code	D	L	L1	H	No.	Code	D	L	L1	H
1	DP04008A	0°	40	25	8	24	DP05013A	0°	50	35	13
2	DP04009A	0°	40	25	9	25	DP05014A	0°	50	35	14
3	DP04010A	0°	40	25	10	26	DP05015A	0°	50	35	15
4	DP04011A	0°	40	25	11	27	DP05016A	0°	50	35	16
5	DP04012A	0°	40	25	12	28	DP05508A	0°	55	40	8
6	DP04013A	0°	40	25	13	29	DP05509A	0°	55	40	9
7	DP04014A	0°	40	25	14	30	DP05510A	0°	55	40	10
8	DP04015A	0°	40	25	15	31	DP05511A	0°	55	40	11
9	DP04016A	0°	40	25	16	32	DP05512A	0°	55	40	12
10	DP04508A	0°	45	30	8	33	DP05513A	0°	55	40	13
11	DP04509A	0°	45	30	9	34	DP05514A	0°	55	40	14
12	DP04510A	0°	45	30	10	35	DP05515A	0°	55	40	15
13	DP04511A	0°	45	30	11	36	DP05516A	0°	55	40	16
14	DP04512A	0°	45	30	12	37	DP06008A	0°	60	45	8
15	DP04513A	0°	45	30	13	38	DP06009A	0°	60	45	9
16	DP04514A	0°	45	30	14	39	DP06010A	0°	60	45	10
17	DP04515A	0°	45	30	15	40	DP06011A	0°	60	45	11
18	DP04516A	0°	45	30	16	41	DP06012A	0°	60	45	12
19	DP05008A	0°	50	35	8	42	DP06013A	0°	60	45	13
20	DP05009A	0°	50	35	9	43	DP06014A	0°	60	45	14
21	DP05010A	0°	50	35	10	44	DP06015A	0°	60	45	15
22	DP05011A	0°	50	35	11	45	DP06016A	0°	60	45	16
23	DP05012A	0°	50	35	12						



TAURO_{MT}-DLPRODUCTLIST(TIPO NORMAL)

Unidad: milímetros

No	Code	D	L	L1	H	No.	Code	D	L	L1	H
1	DP64008A	6°	40	25	8	24	DP65013A	6°	50	35	13
2	DP64009A	6°	40	25	9	25	DP65014A	6°	50	35	14
3	DP64010A	6°	40	25	10	26	DP65015A	6°	50	35	15
4	DP64011A	6°	40	25	11	27	DP65016A	6°	50	35	16
5	DP64012A	6°	40	25	12	28	DP65508A	6°	55	40	8
6	DP64013A	6°	40	25	13	29	DP65509A	6°	55	40	9
7	DP64014A	6°	40	25	14	30	DP65510A	6°	55	40	10
8	DP64015A	6°	40	25	15	31	DP65511A	6°	55	40	11
9	DP64016A	6°	40	25	16	32	DP65512A	6°	55	40	12
10	DP64508A	6°	45	30	8	33	DP65513A	6°	55	40	13
11	DP64509A	6°	45	30	9	34	DP65514A	6°	55	40	14
12	DP64510A	6°	45	30	10	35	DP65515A	6°	55	40	15
13	DP64511A	6°	45	30	11	36	DP65516A	6°	55	40	16
14	DP64512A	6°	45	30	12	37	DP66008A	6°	60	45	8
15	DP64513A	6°	45	30	13	38	DP66009A	6°	60	45	9
16	DP64514A	6°	45	30	14	39	DP66010A	6°	60	45	10
17	DP64515A	6°	45	30	15	40	DP66011A	6°	60	45	11
18	DP64516A	6°	45	30	16	41	DP66012A	6°	60	45	12
19	DP65008A	6°	50	35	8	42	DP66013A	6°	60	45	13
20	DP65009A	6°	50	35	9	43	DP66014A	6°	60	45	14
21	DP65010A	6°	50	35	10	44	DP66015A	6°	60	45	15
22	DP65011A	6°	50	35	11	45	DP66016A	6°	60	45	16
23	DP65012A	6°	50	35	12						



TAURO_{MT}-DLPRODUCTLIST(TIPO NORMAL)

Unidad: milímetros

No	Code	D	L	L1	H	No.	Code	D	L	L1	H
1	DP124010A	12°	40	25	10	19	DP125014A	12°	50	50	14
2	DP124011A	12°	40	25	11	20	DP125015A	12°	50	50	15
3	DP124012A	12°	40	25	12	21	DP125016A	12°	50	50	16
4	DP124013A	12°	40	25	13	22	DP125510A	12°	55	40	10
5	DP124014A	12°	40	25	14	23	DP125511A	12°	55	40	11
6	DP124015A	12°	40	25	15	24	DP125512A	12°	55	40	12
7	DP124016A	12°	40	25	16	25	DP125513A	12°	55	40	13
8	DP124510A	12°	45	45	10	26	DP125514A	12°	55	40	14
9	DP124511A	12°	45	45	11	27	DP125515A	12°	55	40	15
10	DP124512A	12°	45	45	12	28	DP125516A	12°	55	40	16
11	DP124513A	12°	45	45	13	29	DP126010A	12°	60	45	10
12	DP124514A	12°	45	45	14	30	DP126011A	12°	60	45	11
13	DP124515A	12°	45	45	15	31	DP126012A	12°	60	45	12
14	DP124516A	12°	45	45	16	32	DP126013A	12°	60	45	13
15	DP125010A	12°	50	50	10	33	DP126014A	12°	60	45	14
16	DP125011A	12°	50	50	11	34	DP126015A	12°	60	45	15
17	DP125012A	12°	50	50	12	35	DP126016A	12°	60	45	16
18	DP125013A	12°	50	50	13						



TAURO_{MT}-DLPRODUCTLIST(TIPO NORMAL)

Unidad: milímetros

No	Code	D	L	L1	H	No.	Code	D	L	L1	H
1	DP164012A	16°	40	25	12	14	DP165015A	16°	50	35	15
2	DP164013A	16°	40	25	13	15	DP165016A	16°	50	35	16
3	DP164014A	16°	40	25	14	16	DP165512A	16°	55	40	12
4	DP164015A	16°	40	25	15	17	DP165513A	16°	55	40	13
5	DP164016A	16°	40	25	16	18	DP165514A	16°	55	40	14
6	DP164512A	16°	45	30	12	19	DP165515A	16°	55	40	15
7	DP164513A	16°	45	30	13	20	DP165516A	16°	55	40	16
8	DP164514A	16°	45	30	14	21	DP166012A	16°	60	45	12
9	DP164515A	16°	45	30	15	22	DP166013A	16°	60	45	13
10	DP164516A	16°	45	30	16	23	DP166014A	16°	60	45	14
11	DP165012A	16°	50	35	12	24	DP166015A	16°	60	45	15
12	DP165013A	16°	50	35	13	25	DP166016A	16°	60	45	16
13	DP165014A	16°	50	35	14						



TAURO_{MT}-DLPRODUCTLIST(TIPO NORMAL)

Unidad: milímetros

No	Code	D	L	L1	H	No.	Code	D	L	L1	H
1	DP204012A	20°	40	25	12	14	DP205015A	20°	50	35	15
2	DP204013A	20°	40	25	13	15	DP205016A	20°	50	35	16
3	DP204014A	20°	40	25	14	16	DP205512A	20°	55	40	12
4	DP204015A	20°	40	25	15	17	DP205513A	20°	55	40	13
5	DP204016A	20°	40	25	16	18	DP205514A	20°	55	40	14
6	DP204512A	20°	45	30	12	19	DP205515A	20°	55	40	15
7	DP204513A	20°	45	30	13	20	DP205516A	20°	55	40	16
8	DP204514A	20°	45	30	14	21	DP206012A	20°	60	45	12
9	DP204515A	20°	45	30	15	22	DP206013A	20°	60	45	13
10	DP204516A	20°	45	30	16	23	DP206014A	20°	60	45	14
11	DP205012A	20°	50	35	12	24	DP206015A	20°	60	45	15
12	DP205013A	20°	50	35	13	25	DP206016A	20°	60	45	16
13	DP205014A	20°	50	35	14						





**Global Headquarters / R&D Center
Medyssey Co., Ltd.**

129, Hanbang expo-ro, Jecheon-si,
Chungcheongbuk-do, 27116, Rep. of KOREA
Tel : +82.43.716.1014
Fax : +82.43.716.1015
Web : www.medyssey.co.kr

**U.S. Headquarters
Medyssey USA, Inc.**

1550 E. Higgins Rd., Ste # 123, Elk Grove
Village, IL 60007, USA
Tel : +1.847.427.0200 / 0201
Fax : +1.888.518.9070
Web : www.medyssey.com